



COMB-E-VIEW

Unidad endoscópica **"todo en uno"** para la visualización y la documentación digital profesional en el consultorio.

COMB-E-VIEW



COMB-E-VIEW

Unidad endoscópica "todo en uno" para la visualización y la documentación digital profesional.

- ❑ Idónea para todos los lugares de trabajo en los que se realiza la endoscopia bajo condiciones de espacio limitadas.
- ❑ En el consultorio, en régimen ambulatorio o como sistema móvil completo.
- ❑ Almacenamiento de datos de imagen en memorias USB para su transferencia al ordenador. Las imágenes pueden ser archivadas en los formatos estándar .BMP o .JPEG, insertadas en informes quirúrgicos o utilizadas para presentaciones.
- ❑ Excelente calidad de imagen gracias a la conexión del eficaz cabezal de cámara de la ENDOCAM 5512.
- ❑ Módulo de lámpara de gran potencia luminosa con lámpara de haluro metálico de 50 vatios.
- ❑ Función de mando a distancia en el cabezal de cámara para el almacenamiento de imágenes y el mando adicional de, p. ej., una videoimpresora o una grabadora DVD.

La COMB-E-VIEW

es el equipo idóneo para endoscopios flexibles. Permite la conexión de un filtro anti-moiré.

COMB-E-VIEW

dispone de cuatro funciones en un solo equipo:

- cámara endoscópica
- fuente de luz
- pantalla LCD
- documentación en USB



Información de pedido:

Juego COMB-E-VIEW PAL

compuesto por:

COMB-E-VIEW (5552101), cabezal de cámara con rosca tipo C (55512.901), memoria flash USB (5654.0023), conexión a la red 50/60 Hz, cables, 240 V5552001

Juego COMB-E-VIEW NTSC

compuesto por:

COMB-E-VIEW (5552701), cabezal de cámara con rosca tipo C (5552961), memoria flash USB (5654.0023), conexión a la red 50/60 Hz, cables, 240 V5552601

Los objetivos están incluidos en el suministro de los juegos.

Objetivos recomendados:

		OBJETIVO						
								
		Objetivo zoom	Objetivos de distancia focal fija					Objetivo pendular
Distancia focal		21 mm - 36 mm	21 mm	24 mm	27 mm	32 mm	38 mm	27 mm
Tipo		85261.501	85261.212	85261.242	85261.272	85261.322	85261.382	5257.271
ENDOSCOPIO	LAP 10 mm 7 mm 5 mm full							
	LAP 5 mm							
	ARTRO URO ORL 4 mm							
	URO Flex 7305							
	URS							

M E D I C A L

V E T E R I N A R Y

I N D U S T R I A L