

arco Sillón de reconocimiento y tratamiento para proctología



- Diseño elegante, tecnología moderna y una excelente relación precio/calidad
- Altura mínima muy baja para facilitar la subida de la paciente al sillón
- Asiento abatible eléctricamente
- Interruptor de seguridad que impide el movimiento del asiento, si el sillón no se encuentra a la altura adecuada
- Posiciones de Trendelenburg y del asiento ajustables eléctricamente
- Sistema de soporte de piernas ergonómico, con asideros integrados, para posibilitar una posición cómoda y relajada de la paciente
- Colores del tapizado y del chasis a elegir (ver tabla de colores)
- Amplia gama de accesorios
- Superficies lisas para fácil limpieza

El concepto de mando para arco 114.6600.1

- Display gráfico, iluminado, para todos los movimientos del sillón
- Chequeo electrónico
- 1 tecla adicional, programable libremente, p. ej. para control de fuente de luz fría con 2 enchufes integrados
- Grabado con indicación de la función de memoria (hasta 8 posiciones)
- Movimientos suaves
- Control de los movimientos desde el control manual o desde el control de pie



Colores en la foto:
Sillón:
Chasis aluminio gris RAL 9007
Tapizado carmín 92
Piezas de plástico gris plateado

Módulos:
Armazón aluminio gris RAL 9007
Frontales aluminio gris RAL 9007
Frontal fijo aluminio gris RAL 9007
Tiradores semicirculares rojo pardo RAL 3011
(color especial)

Funciones y sistemas apoyo-piernas



Altura mínima muy baja, para facilitar la subida al sillón



1



Cambio de altura eléctrico, hasta la posición de Trendelenburg



Posición de reconocimiento y tratamiento muy cómoda para el médico, con asiento abatible eléctricamente. Diferentes sistemas de apoyo-piernas.