

## Tallímetros KERN MSB · MSC · MSF

Cuando cada centímetro cuenta. Tallímetros mecánicos para la altura con aprobación médica para uso profesional en el diagnóstico médico



KERN MSF 200



KERN MSB 80



KERN MSC 100

Nuestro distribuidor especializado:

---



### KERN MSB 80 Tallímetro mecánico portátil

#### Características

- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Para bebés con una altura máx. de 80 cm
- Campo de medición entre 10 - 80 cm; división 1 mm
- La gran superficie de los topes facilita su manejo (colocar, desplazar, leer)
- Escala de medición que empieza por el cero tanto a la izquierda como a la derecha; es decir que puede utilizarse en ambas direcciones
- Ocupa poco espacio al guardarla dado que la barra medidora se desmonta
- Dimensiones totales max. AxPxA 890x330x100 mm
- Peso neto aprox. 0,7 kg
- **KERN MSB 80**



### KERN MSC 100 Tallímetro mecánico portátil

#### Características

- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Para niños pequeños con una altura máx. de 100 cm
- Campo de medición entre 6,5 - 100 cm (2½ - 39¼ inch); división 1 mm (¼ inch)
- Tope plegable
- Lectura de la escala con el tope desplazable
- Perfil de aluminio robusto
- Ocupa poco espacio para guardar por el tope plegable
- Dimensiones totales max. AxPxA 1040x290x55 mm
- Peso neto aprox. 0,8 kg
- **KERN MSC 100**



### KERN MSF 200 Tallímetro mecánico

#### Características

- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Para utilizar como accesorio de las balanzas KERN MPS-PM (página 10), MPB-P (página 16) MTS-M (página 20) o para montar en la pared
- Campo de medición entre 60 - 200 cm (23½ - 78¾ inch); división 1 mm (¼ inch)
- Lectura de la escala con el tope desplazable y plegable
- Perfil de aluminio robusto
- Dimensiones totales max. AxPxA 60x330x1630 mm
- Peso neto aprox. 0,7 kg
- **KERN MSF 200**



#### ESTÁNDAR



#### Pictograma:



#### Envío de paquetes:

En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.



#### Garantía:

En el pictograma se indica la duración de la garantía.