



La medida es el criterio

Mini-histeroscopia compacta de 3,8 mm

Óptica PANOVIEW de 30° de alto brillo • Canal de trabajo de 5 Charr. • Canales de entrada y salida separados

3,8 mm

nuevos valores en la histeroscopia

RICHARD WOLF 

spirit of excellence



Un menor volumen ofrece mayor espacio para el confort

Gracias a un diámetro extremadamente pequeño de tan sólo 3,8 mm y una óptica PANOVIEW de gran brillo, unas fibras ópticas óptimamente distribuidas y canales de entrada y salida separados, el mini-histeroscopio compacto de 3,8 mm contribuye en gran medida al confort durante la intervención.

Confort para sus pacientes

El pequeño diámetro demuestra su gran ventaja especialmente en pacientes tratadas por problemas de fertilidad y esterilidad, ya que el examen resulta mucho más cómodo.

Menos es más

A diferencia de los instrumentos desmontables, en este instrumento compacto la óptica PANOVIEW PLUS se encuentra alojada de manera estable y segura, y esto de forma permanente, aumentando con ello la vida útil y proporcionando imágenes óptimas en todo momento. La separación de los canales de entrada y salida garantiza una excelente visibilidad, incluso cuando el instrumento auxiliar se encuentra introducido.

Trabajo a medida

El sistema "todo en uno" lleva integrado un canal de trabajo recto de 5 Charr. que asegura una máxima protección de los instrumentos auxiliares.

Datos técnicos

Diámetro exterior: 3,8 mm, redondo
Canal de trabajo: 5 Charr./Fr.
Dirección visual: 30°
Longitud total: 352 mm
Longitud útil: 217 mm

Juego de histeroscopio de 3,8 mm,

integrado por: histeroscopio compacto (8986402) y caperuza de goma "RIWO", rojo anaranjado (UE = 10 uds., 88.01) 89864021

Accesorios (opcionales)

Mango ergonómico 8986.251
Pinza de biopsia (cuchara) 8642.6002
Pinza de agarre con boca de caimán 8642.6502
Microtijera 8642.6812
Sacabocados para biopsia 8642.6312
Electrodo bipolar "Bipotrode" de 5 Charr. 823005
Cesta de preparación 38044111
Fibra óptica, longitud 2,3 m, ø de haz de fibras 2,5 mm 8061.253
Caperuza de goma "RIWO", rojo anaranjado, UE = 10 uds. 88.01
Macho de llave cpl., UE = 5 uds. 896.0002

