

ENDOCAM® **Logic HD lite**
Controller

ENDOCAM® **Logic HD lite**
Controller



The ENDOCAM® **Logic HD lite** is the budget-version of the ENDOCAM® **Logic HD**.
Highest quality, for an attractive price.

Die ENDOCAM® **Logic HD lite** ist die günstige Version der ENDOCAM® **Logic HD**.
Höchste Qualität zu einem attraktiven Preis.

It has mostly the same features as the basic ENDOCAM® **Logic HD** 5525101.

Sie hat weitgehend die gleichen Eigenschaften wie die einfache ENDOCAM® **Logic HD** 5525101.

Differences are:

- No touchscreen
- No CAN-BUS-connectors
- No **core** functionality
- No *dialog* functionalities
- No horizontal image flip

Die Unterschiede sind:

- Kein Touchscreen
- Keine CAN-BUS-Anschlüsse
- Keine **core** Funktionalität
- Keine *dialog* Funktionalitäten
- Keine horizontale Bildspiegelung

ENDOCAM® Logic HD lite Controller Set

comprising:

ENDOCAM® **Logic HD lite** Controller (5525201), manual remote control (5525401), USB flash drive 8GB (56540028), HDMI / DVI-D cable interlock 3,0m (103843), mains cable (2440.03)55252011

ENDOCAM® Logic HD lite Controller Set

bestehend aus:

ENDOCAM® **Logic HD lite** Controller (5525201), Handfernbedienung (5525401), USB Flash Speicher 8GB (56540028), HDMI / DVI-D Kabel verriegelbar 3,0 m (103843), Netzkabel (2440.03)55252011

Technical Data

ENDOCAM® Logic HD lite
Camera Control Unit

Technische Daten

ENDOCAM® Logic HD lite
Kamera Controller

1

5525 Kamera Controller / Camera Control Unit	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) <i>Electromagnetic compatibility (EMC)</i>	EN 60601-1-2 <i>IEC 601-1-2</i>
Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG <i>Medical Device Directive 93/42/EEC</i>	Klasse 1 <i>Class 1</i>
Schutzklasse nach EN 60601-1 <i>Protection rating complying with EN 60601-1</i> <i>(UL 2601-1; CSA C22.2 no. 601.1 for USA)</i>	I
Klassifikation <i>Classification</i>	CF
Schutzgrad gegen Eindringen von Flüssigkeit <i>Degree of protection against penetration of liquids</i>	IP 20 (nicht geschützt / <i>not protected</i>)
Betriebsbedingungen <i>Operating conditions</i>	-10°C bis / to +40°C
USB-Anschluss (Gerätefront f. externe Speichermedien) <i>USB connector (device front for external storage media)</i>	USB 2.0 <i>(FAT32 Formatierung / FAT32 format)</i>
Bildformat <i>Aspect ratio</i>	JPEG, TIFF
Remote-Ausgang <i>Remote out</i>	2x 3,5 mm Klinke, Stereo <i>2x 3.5 mm stereo jack</i>
Auflösung (HDMI-Ausgang) <i>Resolution (HDMI output)</i>	Einstellbar im Anwendermenü / <i>adjustable in user menu</i> SXGA 1280 x 1024/60/P (aspect 5:4) HDTV 1920 x 1080/60/P (*) (aspect 16:9) WUXGA 1920 x 1200/60/P (*) (aspect 16:10)
Helligkeitsregelung <i>Brightness Control</i>	Automatische Shutterregelung + automatische Verstärkungsregelung <i>Automatic shutter regulation + automatic gain</i>
Weißabgleich, Farbtemperaturbereich <i>White Balance, range of colour temperature</i>	2300k bis / up to 7000k
Leistungsaufnahme <i>Power consumption</i>	100 VA
Betriebsart <i>Duty cycle</i>	Dauerbetrieb <i>Continuous operation</i>
Stromaufnahme <i>Power rating</i>	max. 1.0 A
Netzanschluss <i>Power supply</i>	100 - 240 V~ (a.c.), 50 / 60 Hz
Gewicht <i>Weight</i>	5.2 kg
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	300 x 120 x 416 mm