

MEDI CAPTURE

La manera fácil de grabar vídeo e imágenes



## MediCap® USB200

El MediCap USB200 es la solución para grabar imágenes con todas las funciones necesarias de la industria médica. Sus videos e imágenes fijas se graban directamente a una unidad USB o disco duro opcional. Los videos grabados tienen calidad de DVD, pero sin todas las complicaciones de los discos DVD.



### Grabadora médica de video

Graba desde su endoscopio, artroscopio, cámara quirúrgica, ultrasonido, etc. Guarda en una unidad flash o disco duro que se puede acceder desde cualquier computadora en su red.



### Fácil de utilizar

Es tan fácil, que la mayoría de los usuarios nunca consultan el manual. Simplemente conéctelo y proceda. Usted estará grabando videos después de algunos minutos de haber abierto la caja.



### Calidad médica

Con su cubierta de acero y panel delantero resistente a líquidos, el USB200 está construido para resistir los rigores de la sala de operaciones y es tan compacto que cabrá en cualquier carro de transporte.



# Opciones potentes

compatible – versátil – costeable



## Unidad USB

Perfecta para archivar más de 100 horas de video en un solo dispositivo



## Teclado USB

Ingrese la información del paciente para organizar sus fotos y videos



## Adaptador de red

Convierta su USB200 en una unidad asignada en su red



## Pedal de pie

Conecte su USB200 al disparador de su endoscopio o a un pedal de pie



## También disponible...



## MediCap® USB300

Todas las características del USB200, más grabación de video de alta definición.

MediCapture® Inc., 580 W. Germantown Pike, Plymouth Meeting, PA 19462, USA  
Teléfono: +1 (503) 445-6935 © 2013 MediCapture USB200+USB200H-DS01-SP-131126-MC



## Especificaciones de MediCap® USB200

- Tipo de dispositivo** Grabadora médica de video  
Graba videos e imágenes fijas desde fuentes de video médicas estándar en una unidad USB o disco duro USB opcional
- Funda** Robusta funda metálica con cubierta de plástico de alto impacto
- Monitor LCD** 6,35 cm. a todo color (sólo para navegación, no para diagnóstico)
- Altavoz** 200Hz-15kHz, 1W (sólo para navegación, no para diagnóstico)
- Botones** Membrana sellada, resistente a líquidos
- Video entr./sal.** PAL o NTSC; Conexiones S-Video o BNC compuestas
- Sonido entr./sal.** Enchufes telefónicos estéreo de 3,5mm
- Apoyo USB** USB2.0, alta velocidad, 1 conector frontal, conectores traseros 3
- Conexión de red** Conexión ethernet T10/100 mediante el equipo de ampliación de red (opcional)
- Pedal/Disparador** Captura de manos libres  
Minienchufe estándar de 3,5mm
- Mecánica** Tamaño: 240 x 200 x 63mm  
Peso: 1,7kg (aprox.)
- Ambiente** Almacenamiento: de -40° a +85° C  
Funcionamiento: de -20° a +40° C
- Alimentación** AC 100-240V 50/60Hz  
Enchufe AC de 3 clavijas
- Medios** Unidad de memoria USB o unidad de disco duro USB externo
- Resolución de las imágenes/video** NTSC : 720 x 480 píxeles  
PAL : 720 x 576 píxeles
- Calidad del video** Calidad DVD video, 2 canales de sonido
- Formatos de imagen** JPEG, TIFF, DICOM
- Certificados** CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008, E361228, FCC Part 15, FDA Class 1, RoHS, PSE, GOST-R
- Contenidos del paquete** MediCap USB200  
Memoria USB  
Cables de video  
Cable de alimentación  
Guía de usuario



medicapture.com